

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj produktu	Szczegóły	Ilość Op.	Uwagi
Testy Veratox	- Veratox DON 5/5 Ilościowy test do oznaczania deoksyniwalenolu (DON), którego zasada działania oparta jest na bezpośredniej, konkurencyjnej immunoenzymatycznej metodzie ELISA Przechowywanie testu: temp. 2-8°C Format testu: 48 studzienek pokrytych przeciwciałami + 48 studzienek do mieszania, 5 standardów, odczynnik - substrat, konjugat, odczynnik hamujący, instrukcja Ilość standardów: 5 Zamieszczone w teście standardy: 0, 0,25, 0,5, 1, 2 ppm Zakres pomiaru: 0,25 – 2 ppm Odczyt absorbancji w czytniku mikropłytkowym przy długości fali 650 nm Ekstrakcja z wykorzystaniem wody destylowanej lub dejonizowanej Możliwość przeanalizowania do 19 prób jednocześnie Możliwość wykonania do 38 analiz z 1 opakowania testów - Veratox DON HS Test wysokiej czułości do ilościowego oznaczania DON, którego zasada działania oparta jest na bezpośredniej, konkurencyjnej immunoenzymatycznej metodzie ELISA Przechowywanie testu: temp. 2-8°C Format testu: 48 studzienek pokrytych przeciwciałami + 48 studzienek do mieszania, 5 standardów, odczynnik - substrat, konjugat, odczynnik hamujący, instrukcja Ilość standardów: 5 Zamieszczone w teście standardy: 0, 25, 50, 100, 250 ppb Zakres pomiaru 25-250 ppb. Odczyt absorbancji w czytniku mikropłytkowym przy długości fali 650 nm Ekstrakcja z wykorzystaniem wody destylowanej lub dejonizowanej Możliwość przeanalizowania do 19 prób jednocześnie Możliwość wykonania do 38 analiz z 1 opakowania testów - Veratox Zea Ilościowy test do oznaczania zearalenonu, którego zasada działania oparta jest na bezpośredniej, konkurencyjnej	58	Zamawiający zaplanował następującą formułę dostawy testów: w terminie od września br. do końca br. w miarę zapotrzebowania będzie zamawiać u wybranego w wyniku przedmiotowego postępowania partie testów. Nie ma w tym momencie wiedzy na temat: ile konkretnych testów i kiedy dokładnie zamówi Zamawiający. Wszystkich testów będzie razem 58 egz., ale ile z tego będzie Veratox DON 5/5, Veratox DON HS, Veratox Zea- Zamawiający określi dopiero zamawiając stopniowo konkretne testy. Wymagany termin dostawy poszczególnych partii testów to: max. 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

	immunoenzymatycznej metodzie ELISA Przechowywanie testu: temp. 2-8°C Format testu: 48 studzienek pokrytych przeciwciałami + 48 studzienek do mieszania, 5 standardów, odczynnik - substrat, konjugat, odczynnik hamujący, instrukcja Ilość standardów: 5 Zamieszczone w teście standardy: 0, 25, 75, 150, 500 ppb Zakres pomiaru: 25 – 500 ppb Odczyt absorbancji w czytniku mikropłytkowym przy długości fali 650 nm Ekstrakcja z wykorzystaniem 70 % metanolu Możliwość przeanalizowania do 19 prób jednocześnie Możliwość wykonania do 38 analiz z 1 opakowania testów		
--	---	--	--

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY